



DINPACK LAUNDRY OXI-TEX DETERGENTE OXIGENADO CONCENTRADO

Versión v1.0

10/04/2025

Presentación

DINPACK 10 L

Pictogramas



Otras informaciones

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO
PROFESIONAL.

FICHA DE DATOS DE
SEGURIDAD A DISPOSICIÓN
DEL USUARIO PROFESIONAL
QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las
personas o el medio ambiente,
siga las instrucciones de uso.

ES: En caso de accidente
consultar al Servicio Médico de
Información Toxicológica.
Teléfono 915 620 420

Los componentes presentes en
el producto cumplen con los
criterios de biodegradabilidad
establecidos en el Reglamento
(CE) N° 648/2004 sobre
detergentes.

La empresa no se hace
responsable de unas
condiciones de uso del producto
fuera de las especificadas,
declinamos cualquier tipo de
responsabilidad por una
incorrecta utilización del
producto



www.racrisa.com

FICHA TÉCNICA

Especificaciones del producto:

PH: 3.0-3.5 (100%)

Densidad: 1.030-1.040 g/cm³

Color: Rosa

Aspecto:

Fluido

Fórmula cualitativa:

fosfonatos < 5%

tensioactivos no iónicos < 5%

blanqueantes oxigenados 5% - 15%

perfumes

MEMORIA DESCRIPTIVA

Detergente blanqueante oxigenado concentrado, formulado con oxígeno activo estabilizado, ideal para el lavado de ropa de color en lavanderías industriales. Es eficaz como desmanchante y blanqueante, preservando y avivando los colores a cualquier temperatura y dureza de agua. Proporciona resultados excepcionales y es eficiente en términos económicos y de rendimiento.

MODO DE EMPLEO

Dosificar automáticamente de 4 a 6 ml de producto por Kg de ropa seca, dependiendo de la dureza del agua y del grado de suciedad.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Palabra de advertencia: Peligro

FRASES H

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

FRASES P

P280 - Llevar guantes de protección.

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...